

UM (DP 11A)

「捷鏡」電子影像喉頭鏡（未滅菌） 中文說明書
衛部醫器製壹字第 008024 號

用途：「捷鏡」電子影像喉頭鏡旨在提供醫療專業人員使用，協助取得清晰無礙的上呼吸道影像，以利進行插管。可配合捷大硬式喉頭鏡葉片使用。

禁忌症：對 Polycarbonate 塑膠有過敏史者不宜使用。

警告、注意事項、使用限制：須由專業醫療人員使用。
重複使用前應依照使用單位之醫療級清潔液及消毒液使用說明進行標準清潔及消毒處理程序，以免發生交叉感染。

型號：Jescope DP 11A

儲存運送條件：不可曝曬，淋雨，保持包裝完整，乾燥，不可污染。
效期：無限制。

使用前的準備：確定包裝未受損，醫材未收污染。

醫療器材商：捷大有限公司
醫療器材商地址：台北市中山區德惠街 60 號
製造業者名稱：捷大有限公司
製造業者地址：新北市五股區五工路 119 號 2 樓

